




Dura Stick Plus

En standardelektrod av traditionell elektrodväv och självhäftande. Den har mycket god lednings- och vidhäftningsförmåga. Varken gel eller tejp behövs vilket gör appliceringen enkel och behaglig. Kan användas 20–40 behandlingar vid korrekt användning. Är packat i konsumentförpackning.

			
Artikelnr:	42219	42198	42199
Storlek:	32 mm, rund	50 x 50 mm, Fyrkant	50 x 90 mm, Rektangulär
Antal	4 st/fp	4 st/fp	4 st/fp