






**Dura Stick Premium**

Premiumkvalitet. Tillverkad av tunn och smidig specialväv vilket gör att den fäster, självhäftande, utmärkt även på ojämna kroppsdelar och har dessutom en överlägset god ledningsförmåga. Varken gel eller tejp behövs vilket gör appliceringen enkel och behaglig. Kan användas 20–40 behandlingar vid korrekt användning. Är packat i konsumentförpackning.

					
Artikelnr:	42205	42207	6220700	42208	42210
Storlek:	32 mm, rund	40 x 60 mm, Oval	50 x 100 mm, Oval	80 x 130 mm, Oval	50 x 90 mm, Rektangulär
Antal	4 st/fp	4 st/fp	4 st/fp	4 st/fp	4 st/fp